

三井式温熱治療器Ⅱ・Ⅲ専用

# マイハンド らくらく Ⅱ

温熱愛好者のアイデアから生まれた  
「注熱したいところ」に熱が届く、マイハンドらくらくⅡ。

届きづらい背中や腰などにらくらく温熱器が届く

テレビを観ながら…ゆったりと横になりながら…

適度な撓り<sup>しな</sup>でポイントに密着します。



¥5,695 (税抜)

※三井温熱治療器は別売りです。

## ■ らくらくⅡの取り付け方



1. 温熱器コードを、図のように持ち



2. 中央の溝に入れます。



3. 先端部をゆっくり後方に押し込みます。

## ■ ご使用上の注意点

1. 温熱器に白布カバーをかけた状態で使用します。
2. 一カ所に止めすぎず、数秒置いたら場所を移動して使用します。
3. 手の移動はゆっくり、小さく動かしましょう。

### 使い方 ①「背中」

#### 手の届きにくい背骨まわりをじっくり注熱！

- ① カーブ部分を移動し、圧をかけたところに温熱器のヘッドを移動
- ② 左手で柄をゆっくり前方に押し出します。（※下に引かずに押し出すのがポイント！）



### 使い方 ②「腰」

#### 腰回りは横からねらって注熱！

- ① 胸をはさむようにして回し入れ、圧をかけたいところに温熱器のヘッドを移動
- ② 右手で固定したまま、左手を前方に押し出し、身体を少しねじります。



## 日常のライフシーンでは、こんなときに！！

マイハンドらくらくⅡは、ホールド性にすぐれているので、いすやソファと身体に挟み込んで、ハンズフリーに。何かをしながらの注熱も可能です。とても便利。



事務をしながら。



読書をしながら。



ゆったりと横になりながら。

### 取扱い上の注意

1. 本製品は三井式温熱治療器Ⅱ／Ⅲ専用です。三井式温熱治療器を本体に取り付けて使用する目的以外には、絶対に使用しないでください。
2. 三井式温熱治療器を取り付ける際は、コードを傷めないよう気をつけながら強めに押し込んでご使用ください。
3. コードが必要以上に引っ張られると三井式温熱治療器の故障の原因になります。十分ご注意ください。
4. 同じ箇所に集中して温熱を行うと低温ヤケドの原因になりますのでご注意ください。
5. ストーブ等高温になる場所での使用・放置は絶対にお避けください。本体の変形、火災の原因になります。
6. 小さいお子様の手の届かないところに保管・管理をお願いします。

### 販売元

三井温熱 株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台 3-36-1 TEL.0476-37-8771